

VIILENTÄVÄ TYINY

magneeteilla

Viilentävässä tyynyssä yhdistyvät parantava kylmäterapia ja vahvat magneetit. 8 geelikammioilla varustettu tyyny on kätevä ja monikäyttöinen siellä, missä sitä tarvitaan – päälle, selkään, vatsaan, niskaan ja jaloille. Täydellinen kotona ja matkalla!

+ Edistää rauhallista unta

+ Viilentää päätä ja jalkoja

+ Vähentää turvotusta



Magneetit kehosta pois päin



Pää

Hyvä uni on erittäin tärkeää toiminnallisuudellemme. Joka nukkuu hyvin, on yleensä myös vähemmän alttiina sairauksille. Nukkuessamme hormonitasapainomme ja aineenvaihduntamme normalisoituu ja lihaksemme rentoutuvat. Ymmärrettävästi jännityspäänsärky ja migreenit voivat lisäntyä unihäiriöiden kautta.



Niska ja hartiat

Niskasäryn pääasiallisena syynä pidetään asentovirhettä ja ylikuormitusta selän, niskan ja olkapäiden alueella. Pitkä oleilu väärässä asennossa, kylmä veto, väärä nukkuma-asento - usein keho reagoi viimeistään seuraavana päivänä kipuna.



Vatsa

Vatsakipu on yksi yleisimmistä kivuistamme. Enimmäkseen ne liittyvät ruoansulatushäiriöihin ovat ja ovat usein harmittomia. Syy kipuun ei kuitenkaan aina ole selvä. Myös ahdistus ja stressi voi johtaa vatsakipuun.



Jalat

Koko päivän jaloillasi tai vain työtuolilla istuen - tämä on monien ihmisten arkea. Varsinkin lämpiminä vuodenaikoina jalat ovat usein illalla raskaat ja turvonneet.



Tuotekuvaus:

MAGNETIX viilentävä tyyny (49 x 25 cm) tuo nopean avun kipuun, turvotukseen, kuumeeseen ja stressiin. Se soveltuu erittäin hyvin niin kylmä- kuin lämpöterapian (vesihaude) käyttöön. Pehmeä puuvillapäälinen

- Ihoystävällinen puuvillapäälinen
- 8 vahvaa neodyymimagneettia (1 200 gaussia)

linen suoja ihoa kylmältä ja kuumalta ja se on mukavan pehmeä ja joustava. Geelikammioissa olevien pehmeiden geelihelmien ansiosta tyyny mukautuu täydellisesti kehoon.



MAGNETIX
WELLNESS

Käyttöohjeet:
Tietoa käyttäjälle

NUKU HYVIN!

Viilentävä tyyny



Materiaali: PVC, sininen geeli
Koko: 49 × 25 cm
Päällinen: 100 % puuvilla
8 neodyymimagneettia (1 200 gaussia)



Käyttö:

MAGNETIX viilentävää tyynyä käytetään kylmäterapia-hoitoihin, mutta se sopii erittäin hyvin käytettäväksi myös lämpöterapiaan. Tyynyä voidaan käyttää yhä uudelleen ja se on helppokäyttöinen.



Kylmähoito*

- Migreeni ja päänsärky
- Jännittyneet lihakset
- Turvotus kosmeettisen kirurgian jälkeen
- Mustelmat
- Hammassärky
- Ihottuma ja kutina
- Tulehdus
- Lämpöaallot
- Auringonpolttama
- Kuume
- Viileämpi

Käyttöohjeet kylmäpakkauksena:



Laita tuote ilman päällistä jääkaappiin tai pakastimeen **1 tunti** ennen käyttöä. Käytön jälkeen pakkausta voidaan säilyttää pakastimessa ja siten se on aina käyttövalmis.

Lämpöhoito*

- Jännittyneet lihakset
- Pitkittynyt päänsärky
- Niskakipu
- Selkäkipu
- Kurkkukipu
- Nivelkipu
- Vatsakipu
- Kylmettyneet jäsenet
- Kipeät lihakset
- Urheilusuorituksen valmistauduttaessa
- Edistää paikallista verenkiertoa

Käyttöohjeet lämpöpakkauksena:



Laita tuote ilman päällistä 6 minuutiksi vesihauteeseen (enintään 50 °C).
Huomio: Ylikuumeneminen voi rikkoa pakkauksen.
Ei sovi lämmitettäväksi mikroaaltouunissa!

* Nämä suositukset eivät korvaa lääkinällistä hoitoa.



Saatavana myös:
Viilentävä otsapanta
Viilentävä polvityyny

Magnetix-jälleenmyyjäsi:

Varoitus: Älä käytä alle 3-vuotiaalle lapselle. Mikäli sinulla on valtimoiden verenkiertohäiriö, yliherkkyys, akuutti sydän- ja verisuonitauti, keskustele käytöstä lääkärisi kanssa. Laita viilennetty tyyny ennen käyttöä pakkauksessa olevaan päälliseen. Geeli on biologisesti hajoavaa ja myrkytöntä. Pidä geelityyny pois lasten ulottuvilta. Mikäli lapsi tai aikuinen on nielesyttä geeliä,

ota välittömästi yhteyttä lääkäriin. Vioittunutta tuotetta ei pidä käyttää. Kuuma metalli ei saa joutua kosketuksiin tuotteen kanssa (esim. kattilan pohja). Ei sovi lämmitettäväksi mikroaaltouunissa. Voidaan hävittää kotitalousjätteiden mukana.

Huomio: Vain ulkoiseen käyttöön!