

# BANDEAU RAFRAICHISSANT

*avec aimants intégrés*

Le bandeau rafraîchissant combine l'effet curatif de la thérapie par le froid avec des aimants Néodyme puissants. Equipé de 2 coussins en gel adaptables, le bandeau est pratique, compact et flexible. Il peut être utilisé là où vous le souhaitez : sur le front, les oreilles, sur la gorge et sur la nuque. Parfait pour la maison et sur la route !



Les aimants devraient être dirigés vers le corps



+ Calme les douleurs

+ Détend et repose la tête

+ Rafraîchit les tempes et le front



## La tête

Qui ne les connaît pas les maux de tête ? Selon les experts, il en existe 200 formes différentes. Les migraines et les céphalées de tension en sont les formes les plus fréquentes. Le stress, la déshydratation, la sensibilité aux variations météorologiques, les déséquilibres hormonaux pour les femmes, les rhumes ou tout simplement des lunettes non adaptées sont autant de raisons multiples.



## La nuque et les épaules

Les principales causes de douleurs cervicales sont les suivantes : Problèmes de posture et muscles sursollicités au niveau du dos, de la nuque et des épaules. Rester longtemps dans une mauvaise posture, un courant d'air froid, une mauvaise position de sommeil - les douleurs au niveau de la nuque se ressentent souvent au plus tard le jour suivant.



## L'oreille

L'oreille est un organe sensoriel très sensible avec de nombreuses terminaisons nerveuses. Même de petites perturbations peuvent donc causer une pression ou une douleur à l'intérieur de l'oreille. Souvent, une inflammation ou une infection de l'épithélium sont la cause des maux d'oreilles.



## La mâchoire

Des douleurs dans toute la zone de la tête et au niveau du visage peuvent aller jusqu'aux dents. Parfois, un simple rhume peut causer de l'inconfort au niveau des dents. Un désalignement de la mâchoire ou des dents peut également causer des douleurs.

## Description du produit :

Le bandeau rafraîchissant MAGNETIX en format 69 x 5,5 cm procure un soulagement dans le cas de douleurs, d'enflures et de petites blessures. Le bandeau rafraîchissant convient pour faire une application froide ou

chaude (bain-marie). La housse en coton fournie protège votre peau du froid ou de la chaleur. Elle est douce et souple. Grâce à la fermeture velcro pratique, vous pouvez fixer le bandeau facilement et confortablement.

- avec housse en coton doux pour la peau
- avec 6 aimants Néodyme puissants (1 200 Gauss)

Mode d'emploi :  
Information pour l'utilisateur.

# RESTEZ COOL !

## Bandeau rafraîchissant



Matériaux : PVC, gel bleu  
Taille : 69 x 5,5 cm  
Housse : 100 % coton  
Avec 6 aimants Néodyme (1 200 Gauss)

### Application et mode d'emploi :

Le bandeau rafraîchissant MAGNETIX est utilisé pour la thérapie par le froid et aussi pour la thérapie par le chaud (thermothérapie). La taille du bandeau est réglable individuellement et il est facile à utiliser.



#### Indications pour la thérapie par le froid \*

- migraines et maux de tête
- tensions
- gonflements après des interventions esthétiques
- contusions
- yeux gonflés et sacs lacrymaux
- cernes
- maux de dents
- éruptions cutanées et démangeaisons
- inflammations
- troubles liés à la chaleur
- coups de soleil
- fièvre

#### Mode d'emploi pour la thérapie par le froid :



1 h

Avant l'utilisation, mettre le bandeau environ **1 heure** au réfrigérateur ou au congélateur. Après l'utilisation, le bandeau peut être gardé au congélateur. Enlevez d'abord la housse et rangez-la à portée de main.

#### Indications pour la thérapie par le chaud \*

- tensions
- maux de tête persistants
- douleur de nuque
- maux de gorge
- frissons
- muscles douloureux
- pour la préparation avant le sport
- favorise la circulation sanguine locale

#### Mode d'emploi pour la thérapie par le chaud :



6 min

Mettre le bandeau sans housse env. 6 minutes au bain-marie (jusqu'à 50° C).  
**Attention :** Une surchauffe peut détruire les coussins en gel.  
**Ne convient pas aux fours micro-ondes !**

\* Ces conseils ne se substituent en aucun cas à un traitement médical et ne présentent aucunement un diagnostic.



Aussi disponible :  
**Coussin rafraîchissant**  
**Compresse genou rafraîchissante**

Votre conseiller MAGNETIX Wellness :

**⚠ Avertissements :** ne pas utiliser chez les enfants de moins de 3 ans. Consultez votre médecin traitant avant l'utilisation en cas de problèmes circulatoires artériels, l'hypersensibilité au froid, l'hypersensibilité cardiaque aiguë ou maladies circulatoires. Avant d'appliquer le bandeau sur la peau, mettez-le dans la housse fournie. Le gel est facilement biodégradable et non toxique. Conservez la compresse hors de la portée des enfants. Si un enfant ou un

adulte a avalé le contenu de la compresse, il est recommandé de consulter un médecin sans attendre. Les compresses endommagées ne doivent plus être utilisées. Les compresses ne doivent jamais être en contact direct avec du métal chaud (Par ex. un fond de casserole). Ne convient pas pour les fours à micro-ondes ! Les compresses peuvent être jetées avec les déchets ménagers.  
**Attention : pour usage externe uniquement !**